

- Never use white dross.
- This manual ONLY uses attachments recommended by the manufacturer.
- Use this product only as described or as assembled in this manual, or other children's related products.
- Keep your child away from the product when it is running.
- Drop the cord away from the plug - NOT THE CORD.
- Check if grasping the plug - NOT THE CORD.
- DO NOT connect any hand or pull the cord (pulling).
- Refer to the Advanced Service Center for repairs.
- If it is not working properly, if it has been dropped.
- Never operate the unit if it has a damaged plug.

DANGER!

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury:

- ALWAYS unplug this product immediately after using.
 - DO NOT place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub, sink, or toilet.
 - DO NOT reach for a unit that has fallen into water.
 - Unplug immediately. Do not reach into the water under any circumstances. The unit has been designed for use in a 20 volt AC.
 - The unit is designed for use in a 20 volt AC.
 - DO NOT submerge the unit in water or any other liquid.

.....

The Interplak difference

The Interplak® Dental Water Jet was specifically designed to help you maintain a high level of oral hygiene and improved oral health quickly and easily at home. It flushes food debris from those hard-to-reach places around implants, orthodontic braces and crowns. It is gentle and effective on all orthodontic, crown, and bridge work.

FCC Information to the user

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

Emissions Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.


If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- ### ***Cleaning and Care***
- If, in the course of use, the valve (8) on the water tank begins to leak, this can be taken care of by cleaning the valve seat. To do this, push out the valve body using the nozzle tip, clean the valve seat and replace the valve.

Cleaning and Care

If, in the course of use, the valve (8) on the water tank begins to leak, this can be taken care of by cleaning the valve seat. To do this, push out the valve body using the nozzle tip, clean the valve seat and replace the valve.



© 2009 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. WCN 02-200-203

Instructions For Use

Remove the water reservoir (2) and fill with lukewarm water. Reinstall the reservoir firmly onto the unit (1). Prior to initial use, the unit should be rinsed by letting a full reservoir of water pass through it. If the unit is to be used with a mouthwash solution, it should be rinsed with clean water after each use to remove any traces of mouthwash. If the unit has not been used for a long period of time, for reasons of hygiene it is advisable to follow the directions for initial use, letting a full reservoir of water pass through. To remove trapped air upon initial operation, turn the rotary flow control (7) all the way to the right and then to the left, three times.

Prior to filling the water reservoir, make sure water tip is firmly placed on and in the stand. The Water Jet is supplied with 5 attachments. Remove the tip support (3) and install selected tip:

Standard Tip (2pcs): removes trapped particles from between teeth.
Subgingival Tip (1pc): uses a soft rubber tip to massage the gums and safely deliver solution into the gingival pockets below the gumline.
Brush Head Tip (1pc): loosens debris and larger food particles before flushing them away – ideal for all dental work including fixed and removable appliances.


Tongue Cleaner (1pc): place the tongue cleaner at farthest end of tongue and move forward. Repeat to cover entire tongue. After switching on (6) the unit, the rotary flow control (7) can be used to regulate the water pressure. You should begin with low pressure and gradually increase it to the desired level. Hold the fingertip on/off control (water-stop button) (4) down and, after switching on the unit, place the tip in your mouth and lean over the sink. When you release the water-stop button, the cleaning and massage process is begun. The direction of the water jet in your mouth can be controlled by twisting the tip to the desired position on the tongue. The water jet is directed away from the tongue so that the water can run back into the sink. Direct the water jet toward your teeth, especially between your teeth, in order to rinse away stubborn remaining food. The massage you receive while cleaning your tongue also massages your gums. The water jet is directed toward your gums and the water pressure is increased to remove debris, relax and soothe your gums.



Welcome to a New Level of At-Home Dental Care

The Interplak® Water Jet enhances oral hygiene and significantly contributes to healthy gums when used as part of a responsible oral health management program. It is particularly effective at cleaning around orthodontic appliances, fixed and removable bridge work, implants and splints, and it provides valuable gum massage with every use.

Remember: Oral irrigation is a supplement to, not a substitute for, your oral hygiene routine. Ask your dental health care provider to advise you on how the Water Jet can most effectively meet your specific oral needs.





Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato,
siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.



El irrigador Dental Interplak® ha sido diseñado para ayudarle a mantener un alto nivel de higiene bucal, fácil y rápidamente, en la comodidad de su hogar. Elimina suave y eficazmente los residuos de comida atrapados en los lugares difíciles de alcanzar, incluso alrededor de los aparatos ortodóncos, de los implantes, de las coronas y de los puentes.

Este dispositivo cumple la Sección 18 de la Normativa de la FCC. La funcionalidad está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Información para el usuario

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 18 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. De diversas maneras, puede existir garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en las recepciones por radio o televisión, puede determinar si existe un problema al quitar el equipo de su vivienda. Se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener más ayuda, consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión

El Irrigador Dental Interplak® le ayudará a mejorar la salud de sus encías y conseguir una sonrisa más sana. Es muy efectivo para limpiar alrededor de los aparatos ortodóncos (frenos), puentes fijos y amovibles, férulas e implantes. Además, masajea las encías cada vez que lo use.

Recuerda: La irrigación dental debe complementar, no reemplazar su rutina de higiene dental. Pida a su dentista como el Irrigador Dental puede satisfacer sus necesidades de higiene bucal.



- NO use el aparato en el baño o la ducha.
- CUEMPRE desconecte el aparato después de usarlo.

- NO use el aparato en el baño o la ducha.
 - SIEMPRE desconecte el aparato después de usarlo.
 - NO coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera, un lavabo o un inodoro.
 - NO trate de alcanzar el cable si cae al agua.
 - Desconéctelo inmediatamente. Si el aparato hubiese caído al agua, regrese a un centro de servicio autorizado para que lo examinen.
 - NO sumerja la unidad en agua u otro líquido.
 - Este aparato tiene una clavija polarizada, la cual debe conectarse a un tomacorriente de 120V C.A. (R042) solamente. No intente forzar la clavija en otro tomacorriente.

Para reducir el riesgo de electrocución:

Para reducir
el riesgo de
quemaduras,
electrocución,
incendio o heridas:

Antes del primer uso, o si no ha usado el aparato durante mucho tiempo, enjuague la unidad, dejando que un depósito completo de agua pase por ella.

Antes del primer uso, o si no ha usado el aparato durante mucho tiempo, enjuague la unidad, dejando que un depósito completo de agua pase por ella.

- 1. Instale el cabezal (5) deseado sobre el mango (3). Su Irrigador Dental incluye 5 cabezales codificados con color:
- **2 cabezales de inyección** para eliminar los residuos de comida atrapados entre los dientes.
- **1 limpiador subgingival** con punta de caucho suave para masajear las encías y hacer llegar agua o solución antibacteriana a sitios profundos debajo de la línea de las encías.
- **1 cepillo de diente** para limpiar la superficie de los dientes y los aparatos ortodóncicos, fijos o amovibles.
- **1 limpiador lingual** para raspar la superficie de la lengua, desde el fondo


Asegúrese que el cabezal esté firme en posición antes de llenar el depósito.

2. Llene el depósito. Mantenga la unidad (1) firmemente con una mano y levante el depósito (2) con la otra. Llene el depósito con agua tibia e enjuague boca y regístrelo sobre la base. Importante: Su agua enjuague boca o solución antibacteriana, deberá enjuagar la unidad después de cada uso.
3. Mantenga optimo el nivel de agua para [4].
4. Ponga el botón de encendido/apagado (6) en la posición ON para encender la unidad y ponga el regulador de potencia (7) en la posición más baja para empezar. No afloje el botón de pausa todavía.
5. Coloque la punta del cabezal en su boca e inclínela encima del labio.
6. Afloje el botón de pausa. Dirija la corriente del irrigador hacia sus dientes y el espacio entre ellos. No dirija la corriente directamente hacia las encías. Cierre levemente los labios para sentir sápicase, pero permita que el agua fluya con libertad de la boca al canal de la cabeza. La cabeza se calentará con el agua, que el anillo ubicado en el cabezal. Requiere la presión del agua al gusto para limpiar sus dientes y masajear sus encías.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértelo. Si aún no entra completamente, llámbale a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo y anularán la garantía limitada. Cualquier servicio debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.

- Pida consejo a su dentista antes de usar este aparato si usted ha tenido cirugía oral o periodontal en los 12 últimos meses.
- Puede que sus encías sangren ligeramente al comenzar su nuevo programa de higiene dental. Consulte a su dentista si se produce un sangrado excesivo o si el sangrado persiste después de 2 semanas de uso.
- Asegúrese que sólo las puntas de los accesorios toquen sus dientes y sus encías. El contacto con los bordes de plástico del aparato podría lastimar sus dientes y encías.
- Este aparato ha sido diseñado para irrigación bucal. No lo use para ningún otro fin.
- Si usted padece de problemas cardiacos, pida consejo a su doctor antes de usarlo y úselo con mucho cuidado.
- El irrigador dental Interplak® es para uso doméstico solamente.



Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de \$2,000 US

servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de \$2,000.00 para gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no estar disponibles en todos los Estados.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centros de Servicio:	
Conair Corporation	Conair Corporation
Service Department	Service Department
150 Milford Road	7475 N. Glen Harbor Blvd.
East Windsor, NJ 08520	Glendale, AZ 85307