


As **Cânulas de Artroscopia SINFIX®** foram desenvolvidas para a criação e manutenção de vias de acesso nas articulações, atuando como guia para a inserção ou remoção de instrumentais, implantes e suturas em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

REÚNEM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



Especificações Técnicas



**Material em
Policarbonato**

Produto Estéril

Uso único

**Produzido 100% em
sala limpa, classe ISO 8**

Cânulas Artroscopia SINFIX®

REGISTRO ANVISA	CÓD. PRODUTO	MODELO	CORES
80739420013	1252676	5,5x70 mm	
	1252465	6,5x70 mm	
	1252469	6,5x90 mm	
	1252470	8,5x70 mm	
	1252471	8,5x90 mm	
	1252472	8,5x110 mm	

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A INSTRUÇÃO
DE USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

SINFIX®