

O **PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINIFIX® PEEK**, foi desenvolvido para fixação do conjunto osso-tendão-osso e enxertos de tecidos moles, na reconstituição dos Ligamentos das Articulações do Joelho, por meio de técnicas de artroscopia ou artrotomia.

SINIFIX, O PARAFUSO DE INTEFERÊNCIA QUE REÚNE AS MELHORES CARACTERÍSTICAS:

ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Chave com encaixe que proporciona a distribuição homogênea do torque, ao longo de todo o corpo do parafuso SINIFIX.

RÁPIDA INSERÇÃO

Exclusiva rosca de dupla entrada (permite a colocação do parafuso SINIFIX, com a metade do número de voltas).
A extremidade do parafuso SINIFIX com formato cônico e filete mais agudo, facilita a sua inserção!

MATERIAL EXTREMAMENTE RESISTENTE

Módulo de elasticidade próximo ao do osso humano
Transparente ao Raio X.
Não interfere com MRI.



Imagem meramente ilustrativa.

MELHOR INTEGRAÇÃO

Furos axiais ao longo do parafuso SINIFIX PEEK, otimizam a integração óssea.

PRESERVA A INTEGRIDADE DO ENXERTO

Corpo do parafuso com formato cilíndrico e filetes de perfil arredondado, aliados à inserção com a metade do número de voltas (característica exclusiva do SINIFIX), preservam a integridade do enxerto.

Especificações Técnicas

PEEK

- O PEEK é um polímero biologicamente inerte, não absorvível, com excelentes propriedades mecânicas e módulo de elasticidade próximo ao do osso humano;
- Instrumentais de fácil utilização;
- Produzido 100% em sala limpa, classe ISO 8.



Modelos de parafusos de interferência SINFIX®

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	MODELOS COMERCIAIS	RG
PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK	80739420005	PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 06x15	1232212
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 06x23	1234460
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 07x25	1200540
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 08x25	1204742
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 08x30	1204743
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 09x25	1204744
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 09x30	1204745
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 10x25	1204746
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 10x30	1204747
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PEEK 11x30	1204748

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSOS DE INTERFERÊNCIA SINFIX



Macheador de Parafusos



Chave de Parafusos 6/7/8mm



Chave de Parafusos 9/10/11mm

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	MODELOS COMERCIAIS	RG
CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX®	80739420001	CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA 6-7-8	1200308
ACESSÓRIO EXTRATOR CHAVES PARAFUSOS SINFIX®		CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA 9-10-11	1201429
		EXTRATOR CHAVES PARAFUSOS SINFIX®	1247547
MACHEADOR PARAFUSOS SINFIX®	80739429003	MACHEADOR PARAFUSOS SINFIX®	1234771

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A INSTRUÇÃO DE USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

SINFIX®