

SINFIX® BUTTON é um dispositivo de fixação extra cortical, indicado para cirurgias reconstrutivas ligamentares do joelho, por meio de técnicas artroscópicas ou abertas.

Ultra resistente Sem risco de **laceamento**




Especificações Técnicas

Material em Polietileno UHMWPE	Placa em Titânio F-136	Maior espessamento da camada de óxido de Titânio	Placas com bordas arredondadas, possibilitando melhor acomodação do laço, isentando riscos de ruptura	Button com laço montado	Produto Estéril	Produzido em Sala Limpa, classe ISO 8
--------------------------------	------------------------	--	---	-------------------------	-----------------	---------------------------------------

Família SINFIX® BUTTON

TAMANHO DA PLACA	REGISTRO ANVISA	MATERIAL	MODELOS COMERCIAIS - LAÇO		CÓD. PRODUTO
SM 4,0 mm 	80739420012	TITÂNIO	1	SINFIX BUTTON SM 15	1242454
			2	SINFIX BUTTON SM 20	1242455
			3	SINFIX BUTTON SM 25	1242456
			4	SINFIX BUTTON SM 30	1242457
			5	SINFIX BUTTON SM 35	1242458
			6	SINFIX BUTTON SM 40	1242459
			7	SINFIX BUTTON SM 45	1242460
			8	SINFIX BUTTON SM 50	1242461
			9	SINFIX BUTTON SM 55	1242462
			10	SINFIX BUTTON SM 60	1242463
MD 4,5 mm 	80739420012	TITÂNIO	1	SINFIX BUTTON MD 15	1242464
			2	SINFIX BUTTON MD 20	1242465
			3	SINFIX BUTTON MD 25	1242495
			4	SINFIX BUTTON MD 30	1242496
			5	SINFIX BUTTON MD 35	1242497
			6	SINFIX BUTTON MD 40	1242499
			7	SINFIX BUTTON MD 45	1242500
			8	SINFIX BUTTON MD 50	1242501
			9	SINFIX BUTTON MD 55	1242503
			10	SINFIX BUTTON MD 60	1242504
LG 5,0 mm 	80739420012	TITÂNIO	1	SINFIX BUTTON LG 15	1242505
			2	SINFIX BUTTON LG 20	1242506
			3	SINFIX BUTTON LG 25	1242507
			4	SINFIX BUTTON LG 30	1242508
			5	SINFIX BUTTON LG 35	1242509
			6	SINFIX BUTTON LG 40	1242510
			7	SINFIX BUTTON LG 45	1242511
			8	SINFIX BUTTON LG 50	1242512
			9	SINFIX BUTTON LG 55	1242513
			10	SINFIX BUTTON LG 60	1242518



PARA MAIS INFORMAÇÕES,
CONSULTE A INSTRUÇÃO DE
USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

SINFIX®