

A ÂNCORA Ti SINFIX® é uma âncora em titânio, utilizada para reparação de lesão de tecidos moles presentes na mão, punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho e pé. Indicações mais relevantes:

Ombro: Reparação da lesão do manguito rotador e do labrum da glenóide.

Quadril: Reparação labrum-acetabular.

Modelos:

1,7mm
2,7mm
5,0mm
6,0mm

*Opções com e sem agulha
(Vide modelos no verso)

Fio de sutura

Alta resistência à tração


Fios em forma de cruz

*Modelos 5 e 6 c/ 2 fios

Maior facilidade na movimentação dos fios

Sem “cantos vivos”

Maior segurança, evitando a ruptura dos fios



Âncora anodizada azul

Resistência extra à oxidação



Cabo anatômico com compartimento da agulha

- Fácil inserção e segurança no manuseio
- Possibilidade de torque manual nas âncoras menores



- Fio de sutura modelo USP2-0 para a dimensão 1,7mm e USP2 para as demais dimensões;
- Corpo do implante em Titânio (Ti6Al4V ELI ASTM F136) anodizado na cor azul;
- Introduzidor descartável em Aço inoxidável;
- Puncitor para as Âncoras 1,7; 5 e 6;
- Broca e Guia para a Âncora 2,7.

Modelos Âncora Ti SINFIX®

MODELOS COMERCIAIS	CÓDIGO	APRESENTAÇÕES	INSTRUMENTOS
ÂNCORA TI C/A 1,7 SINFIX® (COM AGULHA E 1 FIO)	1252566		INSTRUMENTAL ÂNCORAS SINFIX® REGISTRO ANVISA Nº: 80739420006 Modelo Comercial: PUNCTOR ÂNCORA 1,7 TITÂNIO SINFIX® Código 1258407
ÂNCORA TI S/A 2,7 SINFIX® (SEM AGULHA E 1 FIO)	1252567		INSTRUMENTAL ÂNCORAS SINFIX® REGISTRO ANVISA Nº: 80739420006 Modelo Comercial: GUIA CABO ÂNCORA TITÂNIO SINFIX® Código 1259870 GUIA ÂNCORA TITÂNIO SINFIX® Código 1258410 BROCAS ÂNCORAS SINFIX® REGISTRO ANVISA Nº: 80739420011 Modelo Comercial: BROCA 2,7 ÂNCORA TITÂNIO SINFIX® Código 1258409
ÂNCORA TI C/A 5 SINFIX® (COM AGULHA E 2 FIOS)	1252568		INSTRUMENTAL ÂNCORAS SINFIX® REGISTRO ANVISA Nº: 80739420006 Modelo Comercial: PUNCTOR ÂNCORA 5 E 6 TITÂNIO SINFIX® Código 1258411
ÂNCORA TI S/A 5 SINFIX® (SEM AGULHA E 2 FIOS)	1252569		
ÂNCORA TI C/A 6 SINFIX® (COM AGULHA E 2 FIOS)	1252570		
ÂNCORA TI S/A 6 SINFIX® (SEM AGULHA E 2 FIOS)	1264891		

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A INSTRUÇÃO DE USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCIES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

SINFIX®