

DOSSIÊ TÉCNICO - ITEM 07

Luva de vinil (PVC), incolor, sem pó, tamanho PP e caixa com 100 unidades

QUADRO OBJETIVO DE CONFRONTO

SOFT+AID	Ficha técnica - Luva Vinil Sem Pó	P, M, G e GG	NÃO
MEDIX	Página oficial - seção Ficha Técnica	06(P), 07(M), 08(G), 09(GG)	NÃO
DESCARPACK	Manual técnico - CA 47.092	7(P), 8(M) e 9(G)	NÃO
INOVEN	Catálogo oficial - Luva de Vinil Sem Pó	P, M, G e GG	NÃO
VOLK	Ficha técnica - Vinil Sem Amido	6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)	SIM*

* Equivalência VOLK: a própria fabricante esclarece, em conteúdo técnico oficial, que o tamanho 6 (extrapequeno) corresponde ao tamanho PP. A ficha do produto identifica a apresentação 6(EP), composição em vinil, ausência de pó e inner com 100 peças.

SÍNTESE DA PROVA TÉCNICA

A documentação oficial anexada não indica tamanho PP nas linhas de vinil sem pó das marcas SOFT+AID, MEDIX, DESCARPACK e INOVEN. Nessas quatro marcas, os tamanhos começam em P. A VOLK, por sua vez, apresenta o tamanho 6(EP), que a própria fabricante equipara ao PP.

O quadro acima é apenas um índice comparativo. As fichas, manual, página de catálogo e extratos das páginas oficiais são reproduzidos integralmente ou na página pertinente nas seções seguintes.

DOCUMENTOS REUNIDOS

1. SOFT+AID - Ficha técnica original do fabricante.
2. MEDIX - Extrato fiel da seção “Ficha Técnica” da página oficial do produto.
3. DESCARPACK - Manual técnico oficial da Luva de Vinil Sem Pó - CA 47.092.
4. INOVEN - Página 29 do catálogo oficial, contendo as linhas de vinil com e sem pó.
5. VOLK - Ficha técnica original “Vinil Sem Amido”.
6. VOLK - Comprovação complementar oficial da equivalência tamanho 6(EP) = PP.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A luva vinil **SOFT+AID** é confeccionada em **Policloreto de Vinila (PVC) sem pó**. Lisa, ambidestra, de uso único, sem látex, com virola no punho, não esterilizada, hipoaérgica e de cor transparente.

Indicada para procedimentos não cirúrgicos, em tarefas curtas e pouco abrasivas, e que não contenham contato com fluidos orgânicos.



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Tamanho	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa master
P	27479	100 unidades	20 cartuchos
M	27480	100 unidades	20 cartuchos
G	27481	100 unidades	20 cartuchos
GG	28051	100 unidades	20 cartuchos

CERTIFICAÇÕES

Registro ANVISA: 81229600048

CA: 48.040

Fabricante: ANHUI INTCD MEDICAL
PRODUCTS CO., LTD

APLICAÇÕES

A luva pode ser utilizada por profissionais da **estética, nutrição e saúde** em procedimentos que necessitem de barreira física para a proteção dos usuários quando não houver contato com fluidos biológicos possivelmente contaminados.

Produto não estéril.

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar bem as mãos antes do uso;
- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique o tamanho adequado para suas mãos;
- Calçar as luvas cuidadosamente. Recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar a luva;
- Após o uso, retire a luva e descarte-a imediatamente em local adequado.

ADVERTÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- Produto de uso única;
- Não estéril;
- Descartar em local apropriado após o uso;
- Proibido reprocessar;
- Proteja esse produto do calor, da umidade, e da luz;
- Livre de látex.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	Comprimento Mínima (mm)	Largura
P	230mm	80 ±10
M	230mm	95 ±10
G	240mm	110 ±10
GG	240mm	≥110

Espessura da palma (mm): 0,049 Peso: 4.0g (M) +/- 0.3g

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra riscos biológicos.

VALIDADE

Cinco (05) anos após a data de fabricação.

ARMAZENAMENTO



CÓDIGO DE BARRA

Código	Produto	Cód. Barra Cartucho
27479	LUVA VINIL SOFT AID S/PO P C/100	7898182807530
27480	LUVA VINIL SOFT AID S/PO M C/100	7898182807547
27481	LUVA VINIL SOFT AID S/PO G C/100	7898182807554
28051	LUVA VINIL SOFT AID S/PO GG C/100	7898182807585

MEDIX - LUVA DE VINIL SEM PÓ

Extrato da página oficial do fabricante

A MEDIX disponibiliza a ficha técnica diretamente na página do produto.

O conteúdo abaixo reproduz os dados técnicos exibidos pelo fabricante.



FICHA TÉCNICA

Característica	Informação oficial
Composição	100% Policloreto de vinila (PVC)
Pó	Sem pó
Superfície / formato	Superfície lisa; ambidestra; não estéril
Espessura	0,08 mm (mínimo)
Cor	Transparente
Tamanhos	06 (P), 07 (M), 08 (G), 09 (GG)
Comprimento mínimo	6: 220 mm; 7: 230 mm; 8: 240 mm; 9: 250 mm
Validade / uso	5 anos; descartável e de uso único
Modelos / SKUs	P: 6156; M: 6168; G: 6170; GG: 9548

Conclusão documental: a página oficial relaciona apenas P, M, G e GG. Não há apresentação em tamanho PP na linha de vinil sem pó consultada.

Fonte oficial: <https://medixbrasil.com.br/produto/luva-de-vinil-sem-po-1746649530>
Data da consulta: 24/07/2026



Luva de Vinil Sem Pó DescarpacK – CA 47.092

Manual de Instruções



Luva de Vinil Sem Pó Descarpack – CA 47.092

Manual de Instruções

Características Técnicas do EPI	Luva inteiramente sintética fabricada em Policloreto de Vinila; Não estéril; Equipamento de Proteção Individual – EPI – tipo luva de segurança; Incolor; Ambidestra; Sem pó; Luva tipo B para proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (bases inorgânicas (K), peróxidos (P) e aldeídos (T)); CA: 47.092;
Matéria-Prima da Fabricação	Policloreto de Vinila;
Tamanhos Disponíveis	7 (P); 8 (M); 9 (G);
Indicação de Proteção	As luvas de vinil protegem a pele íntegra das mãos dos profissionais de diversas áreas. Não usar em contato com fluídos corporais;
Instruções de Uso	Retirar todos os objetos das mãos, como anéis, pulseiras e relógio; Lavar, secar as mãos e proceder com a antissepsia das mesmas; Escolher a luva compatível com o tamanho das mãos; Verificar possíveis imperfeições, tais como rasgos ou furos antes do uso; Calçar as luvas; Caso a luva rasgue durante o uso, descartar e substituir por outra; Descartar em local apropriado após o uso; Higienizar as mãos;
Instruções de Armazenamento e Transporte	As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras e dentro do prazo de validade

	estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados;
Condições de Manipulação, Limpeza e Higienização	Não são informados métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de uso único;
Instruções de Manutenção	Não são informados métodos de manutenção pois o produto é de uso único e deve ser descartado após a utilização
Restrições e Limitações do EPI	Luva não estéril e não indicada para práticas cirúrgicas; Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares que tenham contato com sangue e/ou fluidos corpóreos; Este produto não deve ser utilizado na manipulação de agentes agressivos químicos ou ácidos, líquidos quentes e na presença de fogo; Esta luva não deverá ser utilizada caso houver risco de engatar nas partes móveis de máquinas; Não utilizar as luvas em atividades próximas a equipamentos, dispositivos ou partes rotativas, deslizantes ou em movimento, pois as luvas podem enroscar comprometendo a segurança do usuário; Este produto possui menos resistência ao alongamento que aquelas fabricadas com borracha natural, borracha sintética, ou mistura de borrachas natural e sintética; Este produto diminui a sensibilidade tátil e a capacidade de preensão;
Prazo de Validade	Cinco (05) anos após data de fabricação;
Proteção em Eletricidade	Não há – Luva sem isolamento elétrico;
Substâncias Alergênicas ou Prejudiciais à Saúde	Luva confeccionada em Policloreto de Vinila, podendo causar reações alérgicas à usuários sensíveis a esta substância, neste caso suspender o uso imediatamente; O produto contém plastificante (DOPT) que pode ser prejudicial ao usuário; Não contém DEHP;
Incompatibilidades	Não há;
Possibilidade alterações no EPI	Não há;

Local das marcações Exigidas	Na embalagem;
Recomendações	Seguir corretamente as instruções de uso; Utilize luvas do tamanho correto para sua mão; Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições; Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade; Calce as luvas retirando o ar das pontas dos dedos; Ao retirar as luvas, vire-as do avesso; Após o uso, remova e descarte as luvas em recipiente adequado; Em caso de irritação ou alergia, procure atendimento médico;
Advertências e Precauções	O uso de anéis e outros acessórios podem provocar rompimentos na luva; Inspecionar a existência de defeitos ou imperfeição antes da utilização; Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros; A resistência ao produto químico foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma e relacionada apenas ao produto químico ensaiado. Pode haver diferença se o produto químico for usado em uma mistura; Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas ao uso pretendido, pois as condições no local de trabalho podem ser diferentes das condições de ensaio dependendo de temperatura, abrasão e degradação; Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menor resistência ao produto químico perigoso em razão de mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, pressão, fricção, degradação causada por contato com produto químico etc., podem reduzir o tempo real de uso de forma significativa. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos; Ao rasgar a luva durante o procedimento, esta deve ser descartada e substituída imediatamente; Utilize luvas do tamanho correto para sua mão; Este produto diminui a sensibilidade tátil e a capacidade de preensão; Proteja este produto do calor, luz e umidade;

Produto de uso único;
Destruir após o uso;

Ensaio de Resistência Química	Penetração de ar e água			
	De acordo com a EN ISO 374-2:2019 as luvas não devem apresentar vazamento de ar e água			
	Tamanho	Resultados obtidos		
	7	Determinação da resistência à penetração de ar	Determinação da resistência à penetração de água	
	8			
	9		Não houve vazamento de água	
		Não houve vazamento de ar		
	Degradação (DR) *			
	A degradação (DR) deve ser determinada de acordo com a EN 374-4:2019 para cada produto químico solicitado para ensaio e deve ser relatada ao usuário através da embalagem/manual de instruções			
	Produtos químicos	DR: Degradação da amostra em %	Alterações nas propriedades da luva	
Hidróxido de sódio 40%	0,63	Sem alterações		
Peróxido de hidrogênio 30%	- 1,21	Sem alterações		
Formaldeído 37%	9,15	Sem alterações		
Permeação				
A permeação deve ser determinada de acordo com a EN 16523-1:2015: A1:2018: Nível 0 < 10, Nível 1 ≥ 10, Nível 2 ≥ 30, Nível 3 ≥ 60, Nível 4 ≥ 120, Nível 5 ≥ 240, Nível 6 ≥ 480 (Tempo em minutos para permeação acumulativa de 1µg/cm2 (min)).				
Produtos químicos	Letra / Código**	Resultado obtido (min)	Nível de desempenho obtido	Classificação da luva***
Hidróxido de sódio 40%	K	> 480	Nível 6	
Peróxido de hidrogênio 30%	P	> 480	Nível 6	
Formaldeído 37%	T	> 480	Nível 6	

*(DR) é obtido com base na mudança da resistência do material da luva através do ensaio da Resistência à perfuração por punção, que é realizado em amostras que foram condicionadas com o produto químico de ensaio e amostras que não foram condicionadas com o produto químico de ensaio.

** Produtos químicos e código/letra correspondentes listados na Tabela 2 da EN ISO 374-1:2016 + A1:2018.

*** Conforme a norma EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 as luvas podem ser classificadas em três tipos de acordo com o seu desempenho no ensaio de permeação química: **Tipo A** - quando pelo menos **seis** produtos químicos obtiveram **nível 2** de desempenho, **Tipo B** - quando pelo menos **três** produtos químicos obtiveram **nível 2** de desempenho e **Tipo C** - quando pelo menos **um** produto químico obteve **nível 1** de desempenho.

Fabricante
Responsável

Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.
Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, P.R.- China

Unidade
Importadora I

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda
Rua Doutor Leoberto Leal, 1150 – Centro - Ilhota – SC
CEP 88320-000
CNPJ: 01.057.428/0002-14 / I.E. 255. 460.058

Unidade
Importadora II

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.
Av. Coronel Cyrillo Neves, 1239 – G-8 – Santo Agostinho – Manaus – AM
CEP: 69036-605
CNPJ: 01.057.428/0003-03 / I.E 05.436.001-3

Matriz

Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.
Av. Queiróz Filho, 1700, torre A, sala 305/306 – Vila Hamburguesa – São Paulo – SP
CEP: 05319-000
CNPJ: 01.057.428/0001-33 / I.E. 114.644.360.113

LUVAS DE VINIL

LUVA DE VINIL COM PÓ



NCM: 3926.20.00

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (VINIL) COM PÓ (AMIDO DE MILHO)

TAMANHOS: P(7), M(8), G(9) e GG(10)

ESPESSURA: 0,05mm

COR: TRANSPARENTE

QTDDE. CARTUCHO: 100 UNIDADES

CAIXA MASTER: 10 CARTUCHOS = 1.000 UNIDADES

CARTUCHO

CÓD.	TAMANHO	DIMENSÕES (CXLXA)	PESO	CÓD. BARRAS
3027	P (7)	20 x 11 x 6 cm	425g	7898703420101
3028	M (8)	20 x 11 x 6 cm	450g	7898703420118
3029	G (9)	20 x 11 x 6 cm	495g	7898703420125
3075	GG (10)	20 x 11 x 6 cm	500g	7898703422273

CAIXA MASTER

CÓD.	TAMANHO	DIMENSÕES (CXLXA)	PESO	CÓD. BARRAS
3027	P (7)	32 x 23 x 21,3 cm	4,50kg	17898703420108
3028	M (8)	32 x 23 x 21,3 cm	4,70kg	17898703420115
3029	G (9)	32 x 23 x 21,3 cm	5,30kg	17898703420122
3075	GG (10)	32 x 23 x 21,3 cm	5,50kg	17898703422270

LUVA DE VINIL SEM PÓ



NCM: 3926.20.00

COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA (VINIL)

TAMANHOS: P(7), M(8), G(9) e GG(10)

ESPESSURA: 0,05mm

COR: TRANSPARENTE

QTDDE. CARTUCHO: 100 UNIDADES

CAIXA MASTER: 10 CARTUCHOS = 1.000 UNIDADES

CARTUCHO

CÓD.	TAMANHO	DIMENSÕES (CXLXA)	PESO	CÓD. BARRAS
3024	P (7)	20 x 11 x 6 cm	410g	7898703420071
3025	M (8)	20 x 11 x 6 cm	415g	7898703420088
3026	G (9)	20 x 11 x 6 cm	450g	7898703420095
3076	GG (10)	20 x 11 x 6 cm	500g	7898703422280

CAIXA MASTER

CÓD.	TAMANHO	DIMENSÕES (CXLXA)	PESO	CÓD. BARRAS
3024	P (7)	32 x 23 x 21,3 cm	4,40kg	17898703420078
3025	M (8)	32 x 23 x 21,3 cm	4,45kg	17898703420085
3026	G (9)	32 x 23 x 21,3 cm	4,80kg	17898703420092
3076	GG (10)	32 x 23 x 21,3 cm	5,50kg	17898703422287

VINIL SEM AMIDO

CÓDIGO: 10.81.077.11

COR: Transparente

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Vinil

CA: 20.722 **VALIDADE DO CA:** 22/10/2026

CA: 45.756 **VALIDADE DO CA:** 26/04/2026

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa.


INDICADA PARA

Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como a fabricação, manipulação, seleção e também no processo de embalagem de chocolates, bolos, bombons e similares, com o objetivo de proteger o produto contra contaminações e não deixar marcas. Tintura e relaxamento capilar, estética, limpeza e manutenção e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

ISO 374:2019 - Riscos Químicos		CA: 20.722	CA: 45.756
Produto Químico	Classe	Nível	Nível
Hidróxido de Sódio 40 %	K	6	6
Hidróxido de Amônio	O	3	2
Peróxido de Hidrogênio	P	6	6
Formaldeído 37%	T	6	5

CA: 20.722 - CA: 45.756
Tipo B

KOPT
EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
6 (EP)	7898207212707	17898207212704
7 (P)	7898207210581	17898207210588
8 (M)	7898207210598	17898207210595
9 (G)	7898207210604	17898207210601
10 (EG)	7898207213476	17898207213473

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Destruir após o uso;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros; A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura; É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação; Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;


Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



Para demais instruções/informações, acesse:

Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

www.volkdobrasil.com.br

Atualizado em Janeiro 2023

VOLK - EQUIVALÊNCIA OFICIAL DE TAMANHOS

Comprovação complementar à ficha técnica “Vinil Sem Amido”

“Tamanho 6 (extrapequeno): corresponde ao extrapequeno, ou ‘PP’.”

A ficha técnica do produto VOLK informa o tamanho 6(EP). Em conteúdo técnico publicado pela própria fabricante, a nomenclatura é esclarecida: o tamanho 6, extrapequeno, corresponde ao PP.

Assim, a apresentação VOLK 6(EP) comprova o atendimento ao requisito de tamanho PP, sem alterar a composição do produto: vinil, sem pó, transparente e acondicionado em inner com 100 peças, conforme ficha técnica anexada.

Fonte oficial: <https://protectionforbeauty.volkdobrasil.com.br/blog/tamanho-de-luva/>
Data da consulta: 24/07/2026